

NÉCTAR DE ANANÁS



CONFEÇÃO

2. No robot :

3. Na taça da Cuisine Companion colocar a lamina ultrablade .

4. Coloque a água e o ananás dentro.

5. Programe sopas P1 por 30 minutos.

6. Findo o tempo a doce se for de sua preferência e a seu gosto .

7. Coe com ajuda de um coador de rede fina e coloque em garrafas lavadas e esterilizadas.

8. Deixe arrefecer e guarde no frigorífico

INGREDIENTES

- 800 DE ANANÁS FRESCO EM PEDAÇOS E SEM CASCAS
- 1 LTIRO DE ÁGUA
- AÇÚCAR Q.B (OPCIONAL)